





ワンタフトブラシとは、ひとつの毛束できている歯ブラシのこと。  
磨き残しやすい部分にピンポイントでねらいをつけて、  
汚れをスッキリ落とすことができます。

なかでも効果を十分に発揮できるよう、  
緻密に設計されているのが『スラウト』です。



## 1 毛先のヒミツ

歯と歯のスキマにピタッとあたる



歯と歯の間に届きやすい三角カットは、  
ワンタフトブラシの大きな特徴。  
でも、肝心の毛先がでこぼこしていると、  
ピタリとフィットしません。

『プラウト』は、毛先をなめらかにカット。  
三角の斜面がすっきり一直線だから、  
すき間に毛の1本1本がしっかり入ります。

## 2 植毛のヒミツ

毛細管現象で、汚れを残らず吸い上げる




『プラウト』は、一般のワンタフトブラシと比べて、  
毛の本数が2倍以上。  
肩を寄せ合うように密に植毛されたブラシが、  
「毛細管現象」をおこします。

毛先を動かすことで粉碎された歯の汚れが、  
ブラシの細かなスキマを通して毛束の奥へと上がっていく—。  
「植物が根から水分を吸い上げる」ようなイメージです。


## 3 ハンドル(柄)のヒミツ

自然な角度で、口の奥までラクに届く



口の動きや開け方を徹底的に分析し、  
『プラウト』のハンドル(柄)はつくられました。  
口の形に合わせた角度のあるハンドルだから、  
奥歯までスムーズに届きます。

その使い心地は、  
まさに「かゆいところに手が届く」  
気持ちよさです!



あなたの毎日のスラッシングを  
これからもサポートしていきます。

プラウト®



かたさ  
S(ソフト) / MS(ミディアムソフト) / M(ミディアム)



ワンタフトブラシの使い方を  
ムービーでチェック!



「歯を守る」口腔ケア推進のパートナー  
TEL 0120-500-418 FAX 0120-500-518  
Oral Care 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9

●無断での複写・複製、転載はお断じます。Copyright © 2016. OralCare All Rights Reserved.

「ここを磨きたい!」を叶える  
『スラウト』3つのヒミツ

