


複雑な装置周辺も
スツと届いてきれいに磨けます。



詳しくは当医院スタッフにお聞きください。



『オーソワン』を導入している歯科医院は、最新予防歯科学に造詣が深く、積極的にむし歯や歯周病の予防に取り組んでいます。

 Oral Care 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9
TEL.03(3801)0151 FAX.03(3801)0188

●無断での複写・複製、転載はお断りします。Copyright(C)2014. OralCare All Rights Reserved. SK1401

短時間でキレイにできる
簡単ブラッシング
ポイントは汚れの残りやすい
矯正装置のまわりから磨くこと



矯正患者さん専用
オーソワン

ORTHO
ONE
One Tuft Brush

